

## REVANESSE ET REDEXIS

- Conçus à partir d'acide hyaluronique hautement réticulé, purifié et stabilisé
  - Offrent une viscoélasticité et une fluidité optimisées
    - D'origine non-animale, aucun pré-test requis
  - Permettent d'obtenir des résultats naturels et durables
- Sont des dispositifs médicaux facile et rapide à injecter grâce à 2 seringues de 1ml pré-remplies

	REVANESSE	REVANESSE ULTRA	REVANESSE LIPS	REDEXIS	REDEXIS ULTRA
<b>Concentration</b>	25 mg/ml	25 mg/ml	25 mg/ml	25 mg/ml	17 mg/ml
<b>Taille aiguille</b>	27 G	27 G	27 G	27 G	27 G
<b>Packaging</b>	2 x 1 ml	2 x 1 ml	2 x 1 ml	1 ml	1 ml
<b>Indications</b>	<i>Rides superficielles, Rides de la pattes d'oie, Rides péribuccales et péri-orbitales</i>	<i>Rides profondes, Contours du visage, Création de volume</i>	<i>Lèvres</i>	<i>Rides profondes</i>	<i>Contours du visage, Rides très profondes, Création de volume, Parfaire une rhinoplastie</i>
<b>Niveau d'injection</b>	derme superficiel	derme moyen et profond		hypoderme et épipériostal	hypoderme et épipériostal
<b>Technique d'injection</b>	selon les indications : technique linéaire rétrotraçante, multiponcture, injection en "éventail" et technique du nappage				
<b>additif</b>	BDDE	BDDE	BDDE	BDDE + Glucose	BDDE + Glucose
<b>Durabilité de l'effet (estimation)</b>	9 – 12 mois	9 – 12 mois	9 – 12 mois	18 -24 mois	18 -24 mois

 **N°Vert 0 800 042 842**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE